

08.01. 2016

Die neue SANItoe Spreizfusspelotte

Von Bandagenshop



Bild Rechte

Sanitätsgeschäft Angehrn

(Orpund) SANItoe Schienen werden bei Hallux valgus, einer weit verbreiteten Fehlstellung der Grosszehe angewendet, um Schmerzen zu lindern und das Fortschreiten der Fehlstellung zu bremsen. Da der Hallux valgus in sehr vielen Fällen mit einem Spreizfuss einhergeht, wird die SANItoe Schiene neu mit einer Spreizfusspelotte angeboten.

Der Spreizfuss

Bei einem gesunden Fuss verlaufen die geraden Mittelfussknochen und die daran ansetzenden Zehen ungefähr parallel zueinander. Zwischen dem I und IV Mittelfussknochen bildet sich das Quergewölbe aus, welches von Muskeln und Sehnen stabilisiert wird. Beim Spreizfuss weichen die Mittelfussknochen vorne auseinander, ähnlich wie bei einem Fächer, der Vorfuss ist verbreitert und abgeflacht. Auch die Zehen weichen auseinander. Dieses Auseinanderweichen der Zehen begünstigt die Entstehung eines Hallux valgus. In den Schuhen werden die abstehenden Zehen

zusammengedrängt. Mit der Zeit gibt die Grosszehe dem Druck nach und wird verkrümmt.

Wirkungsweise der Pelotte

Mit einer Spreizfusspelotte wird direkt die Ursache für den Hallux valgus angegangen, nämlich der verbreiterte Vorfuss. Die Pelotte wird so unter dem Vorfuss platziert, dass sie das Quergewölbe des Fusses wieder aufrichtet. Der Fuss wird wieder schmaler und die Grosszehe ist nicht mehr derart grossen seitlichen Druckbelastungen ausgesetzt.

Die SANItOE Spreizfusspelotte

SANItOE wird als einzige Hallux Schiene auf dem Markt mit einer Spreizfusspelotte angeboten. Der Druckkörper ist aus viskoelastischem Silikon gefertigt, das sich dem Fuss anpasst und dämpfend wirkt. Gleichzeitig ist das Material fest genug, um den Fuss zuverlässig zu stützen. Ein Bezug aus weichem Stoff garantiert ein gutes Tragegefühl und verhindert Schwitzen. Mit dem Klettverschluss kann die Pelotte an der SANItOE Hallux Schiene befestigt werden, sodass sie sicher an ihrem Platz bleibt.

Weiterführende Informationen zum Spreizfuss und der neuen Pelotte finden Sie unter <http://sanitoe.ch/hallux-valgus/hallux-und-spreizfuss/>

Über die Organisation:

Bandagenshop ist das führende online Fachgeschäft für Bandagen, Stützen, Schienen und Orthesen. Neben dem schweizweit grössten Sortiment bieten wir eine kostenlose ärztliche Beratung für unsere Kunden.

Pressekontakt:

bandagenshop.ch

Sanitätsgeschäft Angehrn
Alpenweg 24
2552 Orpund
071 544 02 11

Kategorie

Medizin & Gesundheit

Source URL: <https://www.presseportal-schweiz.ch/pressemeldungen/die-neue-sanitoe-spreizfusspelotte>